

# Aménagement du lab

L'aménagement du lab est réalisé avec des matériaux de réemploi issus de la démolition de la clinique Saint-Michel à Quimper : portes creuses de 200 x 75/85 cm, planches de mélaminé, tiroirs complets et différents systèmes de quincaillerie ainsi qu'une vaste collection de tubes en métal laissés sur place par les précédents usagers du hangar.

## Plans

### Plans de travail

Outils :

- scie à métaux à ruban pour les tubes
- scie circulaire + guide
- scie plongeante
- scie égoïne
- scie sauteuse
- perceuse et embout de scie à cloche
- marteau, tournevis (pour enlever les gonds et clanches)
- mètre pour les mesures
- équerre

Matériaux complémentaires (achats)

- tasseaux dégauchis
- colle à bois

### Meubles à tiroir

Outils :

- scie plongeante
- scie égoïne
- perceuse et mèches
- visseuse
- tournevis (pour enlever les gonds et clanches)
- mètre
- règle 1m
- crayons pour les tracés!

Matériaux complémentaires (achats)

- planches de pin grand format
- vis
- roulettes

Article extrait de : <http://lesporteslogiques.net/wiki/> - **WIKI Les Portes Logiques**

Adresse : [http://lesporteslogiques.net/wiki/projets/amenagement\\_du\\_lab/start](http://lesporteslogiques.net/wiki/projets/amenagement_du_lab/start)

Article mis à jour: **2024/09/02 15:07**